

SOUND ASSIST VÁM POMŮŽE V MNOHA SITUACÍCH

- **Vzdálený mikrofón**
Rozhovory s přáteli nebo členy rodiny budou znít jasně v jakémkoliv prostředí.
- **Stolní mikrofón**
Lépe a snadněji uslyšíte při důležitých jednáních, při společných večerech i povídání s přáteli.
- **Hands-free telefonování**
Dokonalá kvalita zvuku telefonního hovoru i na cestách.
- **Streamování z jakéhokoli Bluetooth zařízení**
Přehrávejte si hudbu, filmy nebo zvuk televize přímo ve svých sluchadlech.
- **Dálkový ovladač**
Upravujte hlasitost nebo přepínejte poslechové programy.
- **Indukční cívka**
Využívejte výhody indukční cívky, i když jí Vaše sluchadlo není vybaveno přímo.

Zařízení Sound Assist je kompatibilní s modely sluchadel Widex MOMENT/MAGNIFY s technologií 2,4GHz (modely mají v názvu písmeno D).

WIDEX

ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ



Widex je registrovaná ochranná známka společnosti WIDEX A/S.
Printed by Rosendahls a/s. 2023-01.
9 502 5976 001 01 Widex Moment Sheer Sound Assist M65

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech a dalších zemích.
App Store je známka služby Apple Inc.

Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Možnost změny bez předchozího upozornění vyhrazena.



WIDEX SOUND ASSIST

WIDEX


ZVUK JAKO ŽÁDNÝ JINÝ



ZVUKY, NA KTERÝCH VÁM ZÁLEŽÍ, USLYŠÍTE JEŠTĚ SNADNĚJI

Widex Sound Assist představuje malý, ale univerzální nástroj pro Vaše sluchadla. Můžete jej použít jako stolní nebo vzdálený mikrofon, jako hands-free pro telefonování, streamování audia z digitálních i analogových zdrojů, nebo jako dálkový ovladač Vašich sluchadel.

Widex Sound Assist obsahuje také indukční cívku, která Vám umožní přijímat zvuk z indukčních smyček ve veřejných prostorách.



Pomoc na dosah ruky v aplikaci MOMENT/MAGNIFY

V aplikaci snadno změňte například hlasitost nebo nastavení zvuku v různých režimech. Najdete v ní také návody, jak sluchadla spárovat, jak je zapnout a také sekci s často kladenými dotazy.



TECHNICKÉ ÚDAJE

- Výdrž baterie: 10 hodin (různé režimy)
- Plné nabití: 3 hodiny
- Lithium-iontová baterie
- Micro USB konektor
- Rozměry: 43x43x16 mm
- Hmotnost: 32 gramů

