

DODATEK INFORMACE O PŘEDPISECH



OBSAH

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH.....	3
Emise a zkoušky odolnosti.....	3
Vysílání a příjem NFMI.....	4
BLE vysílání a příjem.....	5
Předpokládaná životnost.....	6
Záruka a servis.....	7

INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH

Emise a zkoušky odolnosti

Emise	CISPR11, Skupina 1, Třída B
Odolnost vůči elektrostatickému výboji (ESD)	Přímý výboj až +/-8 kV Výboj vzduchem až +/- 15 kV
Odolnost vůči silovým magnetickým polím	30 A/m, 50/60 Hz
Odolnost vůči RF polím	80 MHz – 2,7 GHz, 10 V/m 2,7 GHz – 6 GHz, 3 V/m
Vzdálenost od zařízení bezdrátové komunikace	Až 28 V/m Viz IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020, Tabulka 9
Vzdálenost od magnetických polí	8 A/m při 30 kHz 65 A/m při 134,2 kHz 7,5 A/m při 13,56 MHz

Vysílání a příjem NFMI

Následující tabulka obsahuje hlavní údaje týkající se bezdrátového vysílače NFMI. Některé parametry se u jednotlivých produktů liší, uvedena je proto vždy ta nejhorší hodnota:

Bezdrátová technologie	Magnetická indukce v blízkém poli (NFMI)
Výstupní přenosový výkon	< 2 nW
Rozsah	< 24 cm mezi sluchadly
Centrální frekvence	10,6 MHz
Kanál	Rádio s jedním kanálem
Frekvenční rozsah (OBW)	≤ 700 kHz (-15 dB)

BLE vysílání a příjem

Následující tabulka obsahuje hlavní údaje týkající se bezdrátového vysílače BLE. Některé parametry se u jednotlivých produktů liší, uvedena je proto vždy ta nejhorší hodnota:

Bezdrátová technologie	Rádiová frekvence – slabý signál Bluetooth
Efektivní vyzářený výkon (ERP)	< 1 mW
Rozsah	< 10 m mezi smartphonem/ příslušenstvím a sluchadly
Frekvence	2400 MHz – 2483.5 MHz
Kanál	40 kanálů
Frekvenční pásmo	1 MHz na kanál, 2 MHz odstup

Předpokládaná životnost

Sluchadla mají předpokládanou životnost 5 let. Během této doby by jejich používání mělo být bezpečné.

Záruka a servis

Záruční podmínky pro tento výrobek jsou uvedeny ve smlouvě mezi vámi a dodavatelem, od kterého jste tento výrobek zakoupili. Tento dokument nezakládá žádná další záruční práva přímo vůči výrobcí.

Pokud je tento výrobek v souladu s touto smlouvou přijat k záruční opravě nebo výměně výrobcem, může být provedena oprava nebo výměna za výrobky nebo díly nové, použité nebo renovované. Opravy nebo výměny nepřerušují ani neprodlužují záruční dobu.

Widex PRAHA

Bohušovická 230/12

190 00 Praha 9

Tel: 286 580 396

servis@widex.cz

Widex BRNO

Hlinky 995/70

603 00 Brno

Tel: 543 331 630

brno@widex.cz

www.widex.cz**Widex OSTRAVA**

Biskupská 3330/8

702 00 Ostrava

Tel: 597 317 597

ostrava@widex.cz

**Uživatelská
příručka**

Nymoellevvej 6, DK-3540 Lyngø, Dánsko

Návod č.:

9 514 0833 020 #03

Vydáno:

2024-01

