

RC-DEX

SEMPLICE E PRATICO



* Disponibile anche in nero

1. LED
2. Volume su
3. Pulsante Programmi
4. Volume giù

WWW.WIDEX.COM



Printed by FB / 2010-08
9 502 1838 006 #01



Mixed Sources
Product group from well-managed
forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. SW-COC-003593
© 1996 Forest Stewardship Council

WIDEX
HIGH DEFINITION HEARING

RC-DEX

IL TUO TELECOMANDO



DEXTM
A WIRELESS WORLD

UN NUOVO ASCOLTO: IL SUONO WIRELESS

I nuovi dispositivi per la comunicazione senza fili DEX™ offrono il vantaggio di un mondo ricco di suoni.

Queste nuove soluzioni permettono agli apparecchi acustici Widex di collegarsi con la televisione o con il telefono cellulare, rendendo ottimale la tua esperienza di ascolto.

RC-DEX

RC-DEX è un telecomando elegante e compatto, facile da usare. Il design semplice permette un controllo ottimale delle funzioni di base degli apparecchi acustici, come il volume e la selezione dei programmi di ascolto.

Piccolo abbastanza da poter essere inserito in un portachiavi, RC-DEX è un telecomando concepito con tre soli tasti, per evitare ogni confusione e poter essere utilizzato senza complicazioni. Quando si attiva una funzione, i messaggi verbali SmartSpeak o i toni emessi tramite gli apparecchi acustici informano e confermano la scelta effettuata con questo telecomando. Inoltre, un indicatore a LED luminoso mostra quando il telecomando viene attivato.

